

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20110747

三精赛健牌钙咀嚼片

〈拼音〉

【生产工艺】 1 消毒方法及车间环境洁净度情况 1.1 设备清洁：分别用纯净水、75%乙醇清洁生产设备。 1.2 车间环境洁净度情况：采用十万级洁净区域。 2 原辅料处理 2.1 原料处理：碳酸钙过100目筛，备用。 2.2 辅料处理：甘露醇、糊精、阿司帕坦，过100目筛，备用。 3 配制过程 3.1 称量：称取配方量的碳酸钙、甘露醇、糊精、阿司帕坦、硬脂酸镁、奶味香精。 3.2 混合：将配方量的碳酸钙、甘露醇、糊精、阿司帕坦、置混合机中，干混40分钟。 3.3 制粒：加入纯净水适量，湿混，过16目筛制粒。 3.4 干燥：干燥方法：通风干燥干燥条件：60℃ 干燥设备：干燥箱。 3.5 整粒：16目不锈钢筛整粒。 3.6 总混：将整粒后的干颗粒、硬脂酸镁、奶味香精，置混合机中，混合30分钟。 3.7 半成品检验。 3.8 压片：化验合格后的颗粒，置压片机压片。 3.9 检验。 3.10 包装。 3.11 入库。

【保健功能】 补钙

【适宜人群】 需要补钙的中老年人群

【食用方法及食用量】 每日1次，每次1片，嚼食

【规格】 2.5g/片

【贮藏】 密封，在干燥处保存

【保质期】 18个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改